

# Accu-Chek Safe-T Pro Uno



## Descripción de artículo

El dispositivo de punción Accu-Chek® Safe T-Pro Uno se adapta a los exigentes requisitos de higiene de las autoridades sanitarias, las instituciones de salud y una mayor seguridad. Al mismo tiempo, proporciona un manejo ergonómico, de punción en sólo 3 milisegundos, y características de seguridad que impiden los pinchazos accidentales de aguja. Su profundidad de punción pre-establecida lo mantiene listo para su uso inmediato.

## Uso previsto

Un solo uso. Se obtiene una muestra de sangre capilar de la punta del dedo o, si el paciente es un bebé menor de 1 año, del talón.

## Desecho

El dispositivo entero es de un solo uso.

Desechar siempre el dispositivo de punción usado en concordancia con los procedimientos de las instalaciones locales para el manejo de desechos, y con las regulaciones sanitarias del país.

**SEGURIDAD:** Previene pinchazos accidentales.

**PROFUNDIDAD:** Pre-establecida de 1.5 mm

**ESTERILIDAD:** 4 años después de que se esterilizó el dispositivo

**DISPOSAL:** Un solo uso

## Beneficios y características

- Listo para usar con una configuración de profundidad predefinida.
- Tecnología Safe-T garantiza que la aguja esta siempre guardada en forma segura.
- El resguardo de la aguja previene de pinchazos accidentales.
- Ergonomica y fácil de agarrar para un manejo seguro.
- Higienico – cada lancet solo puede ser usada una vez.
- Aguja biselada y de diametro pequeño para muestreo virtualmente libre de dolor.
- Adecuado igualmente para personas que usan la mano derecha o la izquierda.
- Luego de su uso, el dispositivo de punción se desecha completamente.

## Especificaciones adicionales

Configuración de profundidad predefinida.: Si

Profundidad de penetración: 1.5 mm

Diámetro de la aguja: 0.36 mm (28 G)

Corte especial de la aguja: Corte de 3 caras

Aguja siliconizada: Si

Esterilidad: 4 años de esterilización

Uso de una sola vez: Si

Retracción automática de la aguja: Si

Reconocimiento de dispositivo usado: Si

Uso intuitivo: Si

## Modo de uso del dispositivo de punción Accu-Chek® Safe-T-Pro Uno

Punción sencilla en 2 pasos:

1. Gire la tapa de esterilidad a un cuarto y retirela.
2. Sostenga el dispositivo de punción entre su dedo índice, el dedo medio y el pulgar. Presione el dispositivo firmemente contra el sitio de punción elegido. Utilizando su dedo pulgar, presione el botón de liberación completamente hasta el fondo. Retire el dispositivo del lugar de punción y descártelo.